

SIDE HOLE CANNULA

## サイドホールカニューラ

医療機器承認番号：22600BZX00372000

## サイドホールカニューラとは？


サイドホールを有した先端砲弾形状の針です。

## 特長

- 先端部は砲弾形状で、刺入時の血管や軟部組織の損傷を最小限に抑えることができます。
- 一般針と比較して内径の大きい針管を採用しているため、粘性の高い医薬品等でも注入・排出が比較的容易に行えます。
- 二重ネジ構造の針基を採用していますのでシリンジ・延長チューブ等の接続が確実です。



※1.2(18G)×120mm【針基：ピンク】は現在販売しておりません。



## 仕様

「\*」は準規格品です。

製品コード	タイプ	内径	外径	カラーコード
26071610*	1.6(16G)×120mm	1.33mm	1.6mm	白

## 包装形態

1箱20本入、1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。