

内視鏡下外科手術用

卵巢内容液排出用セット 管理医療機器

サクシオンニードル

医療機器承認番号：20700BZZ00719000



適応


腹腔鏡下にて、卵巢嚢胞内容液の吸引・排出・洗浄等、および薬液の注入

特長

- 先端部は段差形状。* 小さな穿刺孔から比較的粘性の高い内容液でも吸引できます。
- 先端部から50mmには、10mm毎にメモリ加工をしてあります。また、100mmまで反射防止加工を施してあります。
- Φ5mmリデューサーがセットされています。

*11G-11G×350mmは段差形状ではありません。

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。



仕様

製品コード	サイズ	包装形態
29110170	11G-11G×350mm Φ5mm用リデューサー付	1箱5セット入り 1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済
29110160	11G-14G×350mm Φ5mm用リデューサー付	
29110150	11G-16G×350mm Φ5mm用リデューサー付	
29110180	11G-18G×350mm Φ5mm用リデューサー付	
29110200	16G-22G×350mm Φ5mm用リデューサー付	

【部品販売】 サクシオンニードル 部品：リデューサー（十字切り込みタイプ） 4×5×100mm
製品コード：29110310 1箱5本入

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530	横浜 (045)954-2111	名古屋 (052)732-8503	福岡 (092)411-4100
仙台 (022)257-8502	長野 (026)276-3083	大阪 (06)6453-9102	熊本 (096)288-4690
柏 (04)7131-8580	金沢 (076)225-8560	岡山 (086)243-3985	本郷商品管理センター
本郷 (03)5804-8500	静岡 (054)282-4185	松山 (089)935-8517	(03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地