

三方活栓PP

HAKKO DISPOSABLE THREE-WAY STOPCOCK

届出番号：20B1X00005000015

活栓 一般医療機器


適 応

輸液等における流路の切り替え、混合



流路図（ハンドルが向いている方がオフになります。）

R-N（360°）



※本体材料にPP（ポリプロピレン）を使用しています。

特 長

- 三方活栓の材質にPP（ポリプロピレン）を使用しておりますのでクラックの発生を防止します。
- 流路が大きく、十分な薬液流路の確保ができます。
- オステーパー先端部は、接続の際にメステーパーにフィットします。
- ハンドル操作がスムーズです。

仕 様 「*」は準規格品です。

製品コード	形式	回転	ハンドルカラー
23011010*	R-N型（PP）	360°	ホワイト

包装形態

1箱50個入、1個毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

hako[®]

心のかよう医療器ハッコー

本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

三方活栓 L型・R型

HAKKO DISPOSABLE THREE-WAY STOPCOCK
製造販売届出番号：20B1X00005000015

適 応

輸液等における流路の切り替え、混合

特 長

- 流路が大きく、十分な薬液流路の確保ができます。
- オステーパー先端部は、接続の際にメステーパーにフィットします。
- 耐圧性に優れていますので、比較的高い圧力の輸液にも使用できます。
- ハンドル操作がスムーズです。

一般医療機器 活栓

仕 様

製品コード	形式	回転	ハンドルカラー
23030200	L型	180°	グリーン
23030210	L-N型 ロックリング付	//	//
23010200	R型	360°	ホワイト
23010210	R-N型 ロックリング付	//	//

包装形態

1箱50個入、1個毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

多連三方活栓

HAKKO DISPOSABLE THREE-WAY STOPCOCK MANIFOLD SYSTEM
製造販売届出番号：20B1X00005000005

一般医療機器 活栓

仕 様

製品コード	製品名
23070120*	三連式 三方活栓=R型タイプ
23070140*	四連式 //
23070130*	五連式 //

包装形態

1箱25個入、五連式は1箱10個入、1個毎EOG滅菌済

「*」は準規格品です。

八光アダプター

HAKKO DISPOSABLE ADAPTER
製造販売届出番号：20B1X00005000017

一般医療機器 輸液用アクセサリセット

仕 様

製品コード	製品名	包装形態
23310010	①EVアダプター止栓	1箱50個入 1個毎EOG滅菌済
23510040	②Lルアーキャップ	
23310080	③Pルアーキャップ	
23330050	④ロック付オスオスアダプターNo.2	

※製品名の横にある①～④は写真の番号です。



④
ロック付オスオスアダプターNo.2

用 途 ④
メスアダプターのオスロック
アダプターへの変換用



適 応

数種類の薬液の同時投与

- それぞれの三方活栓がカラーコード化されています。



①
EVアダプター止栓

用 途 ①,②,③
輸液ライン等の交換時に
止栓として



②
Lルアーキャップ



③
Pルアーキャップ

販売窓口 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530	横浜 (045)954-2111	名古屋 (052)732-8503	福岡 (092)411-4100
仙台 (022)257-8502	長野 (026)276-3083	大阪 (06)6453-9102	熊本 (096)288-4690
柏 (04)7131-8580	金沢 (076)225-8560	岡山 (086)243-3985	本郷商品管理センター (03)5840-8502
本郷 (03)5804-8500	静岡 (054)282-4185	松山 (089)935-8517	

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地

2309(A)