

OBバルーン

医療機器承認番号：30400BZX00156000



管理医療機器 子宮用バルーン

適応

分娩後の子宮内出血の止血・抑制

特長


- 前置胎盤または低置胎盤における帝王切開術後のバルーンタンポナーデに有効です。
- 2つのバルーンで子宮頸部を挟むように留置することで、バルーンを出血面に固定することができます。
- 子宮側に各バルーンのコネクターがあるため、清潔術野にてバルーン拡張を行うことができます。
- 腔側にも大バルーンのコネクターが付属しているため、自然分娩後の出血にも使用できます。

◆本製品は特定保険医療材料です◆

2023年4月現在

告示名：176 子宮用止血バルーンカテーテル

償還価格：18,700円



	最大注入量	最大注入時サイズ (目安)
大バルーン	500mL	直径100mm、長さ80mm
小バルーン	100mL	直径65mm、長さ40mm

※バルーンには滅菌蒸留水以外は注入しないでください

仕様

製品コード / JANコード	規格	付属品
26390010 / 4526737261065	ダブルバルーンタイプ Φ13×320mm	バルーン注入用シリンジ：60mL

包装形態

1箱1本入、1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。