

イージー E・Zトロッカー 5mm

管理医療機器 単回使用トロカールスリーブ
認証番号：225ADBZX00051000

スマートインサクション

適応



内視鏡下外科手術における
トロッカーとして使用 5mm鉗子対応

特長

- 「ガスポート*／二方活栓」タイプの2種類を用意。
- トロッカーヘッドはホールドしやすい形状で、他機器と干渉しにくいコンパクトサイズです。
- 外筒表面の凸形状で体外逸脱を防止します。
- 外筒の有効長は、
ロングタイプ=95mm、
ショートタイプ=70mm
ベリーショートタイプ=50mmの3サイズ。
- コストパフォーマンスに優れています。

*）ガスポートタイプ
気腹・排煙チューブとの接続が可能です

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報
(電子添文等)の内容を必ずご確認ください。



スマートディスクは外筒に装着されていません。ご使用時にスマートディスクを外筒に装着させてください。

仕様

製品コード	規格	型式	有効長	組み合わせ		付属品	包装形態
				外筒	内筒	スマートディスク	
29170700	ロング・シングル・ガスポートタイプ	SG951-V12	95mm	1 本	1 本	1 個	1箱5セット入、 1セット毎ピールオープン包装、 EOG滅菌済
29170720	ショート・シングル・ガスポートタイプ	SG701-V12	70mm				
29170710	ロング・ツイン・ガスポートタイプ	SG952-V12	95mm	2 本	1 本	2 個	
29170730	ショート・ツイン・ガスポートタイプ	SG702-V12	70mm				
29170740	ベリーショート・シングル・ガスポート	SG501-V12	50mm	1 本	1 本	1 個	
29170800	ロング・トリプル・ガスポートタイプ	S953-V12	95mm	3 本	1 本	3 個	
29170810	ショート・トリプル・ガスポートタイプ	S703-V12	70mm				
29170320	ロング・シングル・活栓付	S951-CV12	95mm	1 本	1 本	1 個	
29170520	ショート・シングル・活栓付	S701-CV12	70mm				

外筒のみ

製品コード	規格	有効長	外筒	備考	包装形態
29170210	ロング・シングル・活栓付 外筒	95mm	1 本	スマートディスクは 付属していません	1箱5本入、 1本毎ピールオープン包装、 EOG滅菌済
29170220	ショート・シングル・活栓付 外筒	70mm			
29170230	ロング・シングル・ガスポートタイプ 外筒	95mm	1 本	スマートディスクは 付属していません	
29170240	ショート・シングル・ガスポートタイプ 外筒	70mm			

関連製品 E・Zトロッカースマートインサクション 部品：スマートディスク (製品コード：29170200 1箱5個入)