

御 中



株式会社 八光 メディカル事業部

ラッププロテクターモデルチェンジのお知らせ

謹啓 時下益々ご隆昌の段お慶び申し上げます。
日頃は、八光製品をお引き立て賜り誠に有り難う御座います。
さて、この度「ラッププロテクター（FF1010 100mm タイプ）」のモデルチェンジを実施いたしますので、ご案内申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

—記—

●対象製品および変更点

対象製品：ラッププロテクター【FF1010 100mm タイプ】

主な改良点：柔軟性と強度を最適化

- ・併用する器具による発生するキズの影響を抑制
- ・リングの識別性向上
- ・上下リング識別のため、上リング色付フレキシブルリングにしました。

*QRコードより動画参照ください。

<性能比較>



パターン1



パターン2

参考) Hx0707仕様動画

●製品情報

	現行品	モデルチェンジ
製品コード/JANコード	29150460 / 4526737291161	29150720 / 4526737293196
規格・型式	FF1010 100mm タイプ	Hx1010 100mm タイプ
箱入数	1 箱 2 個入	1 箱 2 個入
製品外観 パッケージ(箱)		

*本モデルチェンジに伴う価格の変更はありません。

●切替予定時期

*販売体制が整い次第、順次切替予定です。

ご不明な点につきましては、最寄りの支店・営業所 営業担当者へお問合せください。

以上