

唾液腺導管のために作られた
狭窄予防留置チューブ

シアロスリーブ

一般医療機器 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具

医療機器届出番号：20B1X00005000057

心のかよう医療器ハッコー

製造販売：株式会社八光 メディカル事業部 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部 1490 番地

製品特徴

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

どこまでも、異物感を小さく


シアロスリーブは、口腔内での異物感を小さくするために、薄く柔軟な材質を使用しております。口腔内に突出する固定部分はできるだけ小さく、かつ縫合糸による固定を確実にする穴を設けています。

どこまでも、愛護的に

チューブ中腹部には2箇所のふくらみがあり、留置中のズレを優しく防ぎます。挿入先端部は丸め加工を施し、術後のデリケートな唾液腺導管内を傷つけにくくなっています。


どこまでも、スムーズに

外径 2.1mm タイプは唾液腺内視鏡に、外径 1.3mm タイプ・0.9mm タイプは付属のスタイレットに被せることで、スムーズなチューブの挿入を実現。チューブを段階的にサイズダウンすることで、チューブ抜去後の状態へスムーズに移行することができます。



製品仕様

本製品はディスポーザブル製品です。製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。



販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 42-6 南江堂ビル Tel: (03)5804-8500

ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

または 最寄りの営業所までお気軽にお問い合わせください。

札幌	(011) 215-1530	横浜	(045) 471-8561	名古屋	(052) 914-8503	福岡	(092) 411-4100
仙台	(022) 257-8502	長野	(026) 276-3083	大阪	(06) 6453-9102	熊本	(096) 288-4690
柏	(04) 7131-8580	金沢	(076) 225-8560	岡山	(086) 243-3985	本郷商品管理 センター	(03) 5840-8502
本郷	(03) 5804-8500	静岡	(054) 282-4185	松山	(089) 935-8517		