

ラッププロテクター

LAP PROTECTOR

医療機器認証番号：21900BZX00940000 管理医療機器 単回使用開創器

vNOTES 仕様



用途

創部や自然開口部を広げ、臓器・組織を安全に露出・アクセスすることで、検査や治療を行う際に使用

特長

- ハニカム構造（ハニカムシース）の特殊膜を採用。柔軟性と強度を最適化。
- 素材の張力によって開口させるため、十分な視野の確保が可能です。
- 子宮全摘出術用（型式：Hx1010V）は、下リングを楕円形状とすることで、膀胱子宮窩腹膜切開部およびダグラス窩腹膜切開へのスムーズな挿入を実現しています。

■ 型式：Hx1010V

上リング：Φ100mm
下リング(楕円)：100mm
高さ：80mm


上リング：ピンク
ハニカムシース



下リング
：ホワイト

■ 型式：Hx1007V

上リング：Φ100mm
下リング：Φ70mm
高さ：70mm



<特許出願中>

ハニカムシース

複数の小さな六角型が密接に
連携した特殊構造（膜）を採用



仕様

製品コード	JANコード	タイプ	直線切開創の大きさ	円形切開創の大きさ
29150730	/4526737293271	Hx1010V (子宮全摘出術用)	4cmから6cm	3cmから7.5cm
29150740	/4526737293301	Hx1007V (付属器用)	3cmから4cm	3cmから5cm

包装形態

1箱2個入、1個毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

・本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

イージー E・Z トロッカー^{5mm} スマートインサクション

医療機器認証番号：225ADBZX00051000 管理医療機器 単回使用トロカールスリーブ

適応

内視鏡下外科手術におけるトロッカーとして使用【5mm鉗子対応】

特長

- 「ガスポート／ニ方活栓」タイプの2種類を用意。
- トロッカーヘッドはホールドしやすい形状で、他機器と干渉しにくいコンパクトサイズです。
- 外筒表面の凸形状で体外逸脱を防止します。
- 外筒の有効長は、
ロングタイプ=95mm、ショートタイプ=70mm ベリーショートタイプ=50mmの3サイズ。
- コストパフォーマンスに優れています。

*) ガスポートタイプ
気腹・排煙チューブとの接続が可能です



仕 様							
製品コード	規格	型式	有効長	組み合わせ		付属品	
				外筒	内筒	スマートディスク	
29170700	ロング・シングル・ガスポートタイプ	SG951-V12	95mm	1 本	1 本	1 個	
29170720	ショート・シングル・ガスポートタイプ	SG701-V12	70mm				
29170710	ロング・ツイン・ガスポートタイプ	SG952-V12	95mm	2 本	1 本	2 個	
29170730	ショート・ツイン・ガスポートタイプ	SG702-V12	70mm				
29170740	ベリーショート・シングル・ガスポートタイプ	SG501-V12	50mm	1 本	1 本	1 個	
29170800	ロング・トリプル・ガスポートタイプ	SG953-V12	95mm	3 本	1 本	3 個	
29170810	ショート・トリプル・ガスポートタイプ	SG703-V12	70mm				
29170320	ロング・シングル・活栓付	S951-CV12	95mm	1 本	1 本	1 個	
29170520	ショート・シングル・活栓付	S701-CV12	70mm				
包装形態							
1 箱5セット入、1 セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済							

イージー E・Z アクセス

製造販売届出番号：20B1X00005000030 一般医療機器 リデュース



適応

単孔式内視鏡下手術 および 小切開を行う腹腔鏡下手術に使用

特長

- ラッププロテクターに装着でき、任意の位置にトロカールを配置することができます。
- ラッププロテクターより取り外しができ、臓器等の取り出しが容易です。また、再装着を行うことができます。
- 複数本のトロカールを配置した場合にも、トロカール同士の干渉がほとんどありません。

仕様		
製品コード	製品名・規格	対応ラッププロテクター（規格）
29150530	E・Zアクセス ラッププロテクター 10用（リング径φ100mm）	Hx1010V, Hx1007V, FF1010M
包装形態		
1箱2個入、1個毎ピールオープン包装、EOG滅菌済		

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。