

# OBバルーン

医療機器承認番号：30400BZX00156000



管理医療機器 子宮用バルーン

## 適応

分娩後の子宮内出血の止血・抑制

## 特長


- 前置胎盤または低置胎盤における帝王切開術後のバルーンタンポナーデに有効です。
- 2つのバルーンで子宮頸部を挟むように留置することで、バルーンを出血面に固定することができます。
- 子宮側に各バルーンのコネクターがあるため、清潔術野にてバルーン拡張を行うことができます。
- 腔側にも大バルーンのコネクターが付属しているため、自然分娩後の出血にも使用できます。

◆本製品は特定保険医療材料です◆

2025年10月現在

告示名：176 子宮用止血バルーンカテーテル

償還価格：18,700円



	最大注入量	最大注入時サイズ（目安）
大バルーン	500mL	直径100mm、長さ80mm
小バルーン	100mL	直径65mm、長さ40mm

\*注意\*  
 ・バルーンには生理食塩水または滅菌蒸留水以外は注入しないこと。  
 ・バルーンに最大注入量を超える生理食塩水または滅菌蒸留水を注入しないこと。

## 仕様

製品コード / JANコード	規格	付属品
26390010 / 4526737261065	ダブルバルーンタイプ Φ13×320mm	バルーン注入用シリンジ：60mL

## 包装形態

1箱1本入、1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500  
 ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530 横浜 (045)471-8561 名古屋 (052)732-8503 福岡 (092)411-4100  
 仙台 (022)257-8502 長野 (026)276-3083 大阪 (06)6453-9102 熊本 (096)288-4690  
 柏 (04)7131-8580 金沢 (076)225-8560 岡山 (086)243-3985 本郷商品管理センター  
 本郷 (03)5804-8500 静岡 (054)282-4185 松山 (089)935-8517 (03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光  
 メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地