

DINASTYキット®

医療機器認証番号：306ALBZX00018000 管理医療機器 マーカ挿入用セット



適応


末梢小型肺病変のCTガイド下マーキング

特長


- 肺に直接穿刺しないため、空気塞栓のリスクを回避することができます。
- 薬液注入カテーテルの先端にスタンパーを接続し、病変の直上にマーキングすることが可能です。
- 穿刺固定シートのマス目はCT画像に描出されるため、正確に穿刺することができます。
- 保護スポンジと保護カップを使用することで、不意の誘導針刺入を防ぐことが可能です。また、誘導針の清潔を保持します。

<構成部品>


穿刺固定シート




誘導針




保護スポンジ&保護カップ




胸膜穿刺針



薬液注入カテーテル



スタンパー



※本製品に局所麻酔用の針は含まれません

仕様

製品名	構成部品	包装形態
DINASTYキット®	穿刺固定シート、誘導針、胸膜穿刺針、	1箱1セット入、
製品コード / JANコード	薬液注入カテーテル、スタンパー、	各部品毎ピールオープン包装
29171500 / 4526737293332	保護スポンジ、保護カップ	EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。