

八光R.A.サクションチップ

医療機器認証番号：308ADBZX00044000

管理医療機器
(一般医療機器)人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具
自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具

適応


内視鏡下で組織等の剥離・圧排や送水・排煙、体液の吸引に用いる

特長

- ロボット手術の際に、助手用トロッカーから挿入可能な、チューブ付きの金属チップです。
- 金属チップは、ロボット手術の鉗子で把持できる形状のため、術者自身のコンソール操作で吸引と鈍的剥離を同時に行うことができます。
- チューブは柔軟で跳ねにくく、複雑な動きに追従可能です。



【構成図】



仕様

製品コード / JANコード	規格	挿入可能トロッカーの内径	ガイド長さ
29113100 / 4526737293356	φ12-1000mm ガイドあり	12.1mm以上	100mm
29113120 / 4526737293370	φ5 - 1000mm ガイドあり	5.9mm以上	150mm

包装形態

1箱1本入、1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。