

E・Zソラコトロッカー

適応


胸腔鏡手術における鉗子・器具を挿入するための
トロッカーとして使用する

特長


- 外筒はソフトな材質のため、愛護的に挿入することができます。
- 内筒の先端は安全に挿入可能な鈍形状。
- 外筒には挿入機器が体腔内に落下するのを防ぐ弁がセットされています。（弁が不要な場合は取り外して使用することも可能です。）

製品名：E・Zソラコトロッカー
医療機器認証番号：308ALBZX00012000
管理医療機器 単回使用トローカルスリーブ
（管理医療機器 胸部用トローカル）


5mmタイプ




内筒と外筒をセットした状態



12mmタイプ



内筒と外筒をセットした状態



仕様

製品コード / JANコード	規格	挿入可能機器の外径	有効長
29171100 / 4526737293400	5mmタイプ	φ6.5mm以下	47mm
29171110 / 4526737293417	12mmタイプ	φ13mm以下	47mm

包装形態

1箱6セット入、1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。