

ハ光アダプター

ISO80369-6（誤接続防止の新規格コネクタ）

製造販売届出番号：20B1X00005000017 一般医療機器 輸液用アクセサリセット

① オス用キャップ



② ロックキャップ



本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来のシリンジまたは針基やコネクタと接続することは出来ません。

用途

- ①輸液ラインやシリンジ等のオスコネクタの封止
- ②輸液ライン等のメスコネクタの封止

特長

- オス用キャップ（①）はスリップタイプ・ロックタイプ、どちらのコネクタにも使用可能です。
- ロックキャップ（②）は、ロック形状のため、確実に接続することができます。

仕様

製品コード/JANコード	規格
23310036 /4526737230719	オス用キャップ
23310086 /4526737230726	ロックキャップ
包装形態	
1箱50個入、1個毎ソフトブリスター包装 EOG滅菌済	

ハ光アダプター

製造販売届出番号：20B1X00005000017 一般医療機器 輸液用アクセサリセット

③ EVアダプター止栓



④ Lルアーキャップ



⑤ Pルアーキャップ



⑥ ロック付オスオスアダプターNo.2



用途

- EVアダプター止栓（③）、Lルアーキャップ（④）、Pルアーキャップ（⑤）は、輸液ライン等の交換時に止栓として使用
- ロック付オスオスアダプターNo.2（⑥）は、メスアダプターのオスロックアダプターへの変換用

仕様

製品コード/JANコード	規格
23310010 /4526737230467	EVアダプター止栓
23510040 /4526737230511	Lルアーキャップ
23310080 /4526737230474	Pルアーキャップ
23330050 /4526737230504	ロック付オスオスアダプターNo.2
包装形態	
1箱50個入 1個毎EOG滅菌済	

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。